



Laerdal

helping save lives



Křížová kontaminace viry a bakteriemi

Všem uživatelům produktů společnosti Laerdal doporučujeme, aby si za účelem omezení šíření viru v průběhu kurzů KPR prostudovali následující článek.

[Hygiena a postupy čištění figurín pro nácvik KPR](#)

Pro zabránění přenosu infekce skrze produkt doporučujeme dodržovat opatření v rámci postupů čištění tak, aby bylo možné riziko kontaminace sníženo až eliminováno. Virus SARS-CoV-2 se mezi lidmi šíří úzkým kontaktem nebo kapénkovým způsobem při blízkém kontaktu, kýchání či kašli. Může se také šířit kontaktem s kontaminovanými povrchy.

Informace o tom, jak omezit šíření virů v rámci epidemie koronavirového onemocnění, naleznete na stránkách [Světové zdravotnické organizace](#).

Křížová kontaminace při kurzech KPR

V oblasti kurzů KPR propuknutí koronavirového onemocnění (covid-19) vzbudilo otázky a obavy týkající se potenciální expozice. Pro minimalizaci rizika kontaminace je nutné dodržovat následující postupy:

- Dodržovat pokyny hygieniků.
- Účastníci i instruktoři mají kurzy KPR odložit, pokud u nich probíhá aktivní fáze infekčního onemocnění, mají důvod se domnívat, že infekčnímu onemocnění byli vystaveni nebo mají na ruce, ústech nebo v okolí kožní léze.
- Vyhněte se kontaktu se slinami nebo tělesnými tekutinami na figurínách.
- Všechny figuríny pečlivě vyčistěte pomocí rutinních čisticích postupů.

Čištění obličeje figuríny společnosti Laerdal

- Doporučujeme, aby byl každému studentovi poskytnut jeho vlastní obličej figuríny. V takovém případě není třeba mezi jednotlivými studenty figurínu čistit.
- Jinak také mohou všichni studenti používat jeden obličej figuríny, který je nepřetržitě na figuríně a mezi jednotlivými studenty je očištěn ubrousky na figurínu.
- Pokud jsou dodržovány čisticí postupy uvedené níže, přenos infekčních agens (aerosolů) mezi studenty je v průběhu kurzů KPR minimální.

Čištění mezi každým studentem

Mezi každým studentem obličej figuríny očištěte ubrousky na figurínu nebo jiným $\geq 70\%$ roztokem ethanolu. Důkladně očištěte ústa a nos figuríny!

Ubrousky na figurínu jsou antiseptické a obsahují 70% ethanol. Tento roztok inaktivuje většinu forem bakterií a je obvykle účinný proti všem lipofilním virům.

[Více informací o ubrouscích na figurínu a jak se používají](#)

Po kurzu KPR

1) Likvidace dýchacích cest: Dýchací cesty jsou určeny k jednorázovému použití a není možné je čistit. Pokud je prováděno dýchání z úst do úst, po jednom kurzu KPR je nutné je zlikvidovat.

2) Čištění kůží: Pro uchování figuríny v čistotě a v dobrých hygienických podmínkách je nezbytné obličejové části pravidelně čistit jednou z níže popsaných metod.

- Ruční čištění: Části je možné čistit manuálně. Položky ponořte do vody a přidejte čisticí detergent.
- Automatické čištění: Části je také možné čistit automatickým procesem. Použijte domácí myčku nebo jiné mycí systémy.

Více informací o těchto čisticích metodách: [Hygiena a postupy čištění figurín pro nácvik KPR](#)